

Molecular Devices

微孔板检测系统

SpectraMax

Plus³⁸⁴/190/Versamax/ Emax/Vmax /340PC 384

操作简介



仪器和软件总体介绍	3
硬件操作步骤及注意事项	4
仪器安装连接	4
仪器保养注意	4
软件操作步骤	5
总体介绍	5
软件界面	6
1. 菜单栏	6
2. 图标栏	6
3. 文档区域	7
仪器检测参数设定	9
三种检测类别:	10
1. 终点法检测	11
2. 动力学法检测	11
3. 波长扫描检测	12
检测样品分组设定	13
1. 设定本底参照(BLANK)	14
2. 设定标准样品(Standards)及相应的标准曲线	15
3. 设定未知样品(Unknowns)并根据标准样品计算相应的浓度	23

仪器和软件总体介绍

微孔板检测系统(酶标仪)，仪器正面左边角有型号名 SpectraMax Plus384/190/Versamax/Emax/Vmax /340PC 384:

:



酶标仪需要用专门连接线(仪器自带)与电脑连接，下图为连接线两边插头、仪器背面的插口和电脑背面的 9 针串口(COM)。



另外酶标仪对电源要求很高，我们要求的电源有接地，并通过不间断电源 UPS 来对仪器和电脑接点，防止：1) 大电流的冲击，2) 电压不稳，3) 突然断电。推荐 SANTAK 公司出品的 UPS 不间断电源，图片如下：



仪器的所用功能都可以通过专业软件 SoftMax Pro v6.1 来控制，在电脑中安装后在桌面上会



有如下的图标：

硬件操作步骤及注意事项

仪器安装连接

仪器与电脑连接完毕并连接上高质量的电源以后，按仪器背面的按钮可以直接启动仪器，经过几分钟后的仪器自检后就可以开始用于检测。电脑和仪器哪个先开没有关系。

仪器保养注意


- 1) 有良好的电源，保持 24 小时开机。
- 2) 保持避光和干净的室内环境，维持一定的湿度(30%-80%)。
- 3) 维持室内比较恒定的温度，以 20-22 度为最适宜。
- 4) 96 孔微孔板内每孔可检测 100-300ul 溶液，最佳检测体积为 200ul。
- 5) 384 孔微孔板内每孔可检测 50-100ul 溶液，最佳检测体积为 80ul。
- 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中，检测完后就从仪器中取出，避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果有腐蚀性或挥发性溶液，请带盖检测。
- 7) 对于可见光吸收检测，使用全透明微孔板；紫外光吸收检测，使用紫外可透全透明微孔板。

强烈建议!!! 在连有优质电源的情况下，保持仪器 24 小时开机(对高能氙闪灯源没有损耗)，不要罩防尘罩以保持透气和除湿。隔 1-2 个月关机重启一次即可。

软件操作步骤

总体介绍


以 SoftMax Pro v6.1 做本次操作简介的蓝本。



双击图标可以打开以下软件操作界面：


文档区域即所有检测条件的设定，样品类型的设定，实验结果，数据分析结果区域，文档可以另存为两种格式：

- 1) ***.sda** 格式，即数据格式。该文档含有包括参数设定，实验数据，结果分析等所有实验内容。
- 2) ***.spr** 格式，即模版格式。该文档含有参数设定，分析公式等实验设定内容，可以应用于多次重复实验而使用统一模版。



软件界面

1. 菜单栏



下拉菜单内含新建或打开一个数据文件，另存为，保存为，自动保存，输出，打印等命令。

‘Home’按键下包含仪器信息（联机状态和温度显示），仪器控制内容，实验信息部分等。



‘Protocols’下拉菜单内含超过 120 种可以应用于各类生化 and 细胞实验的模版。


‘View’下拉包含页面显示的命令


‘Operation’下拉菜单内含连续读板和读板机控制按钮。


‘Help’下拉菜单内含软件版本号，SoftMax Pro User Guide 和 Formula Reference Guide.


2. 图标栏



如果仪器和电脑连接不正常的时候图标栏显示为：，这可能是因为连接不好，仪器未开机，仪器型号设定不对或串口设定不对引起，修改后重性连接正常后会显示



1) 单击  可进入如下界面：




- a) 在该界面可以修改 Reader 的型号，包括 Molecular Devices 所有类型（单功能和多功能）的酶标仪。选择您所购买的那款酶标仪型号，本例为 SpectraMax Plus384。
- b) 在 Available instruments 窗口下选择带串口号(COM) 的仪器。

- 2) 实验检测参数都设定完毕后，把微孔板或比色皿放入相对应的插槽，然后按  可以启动仪器进行检测。
- 3) 仪器可以设定温度，均在室温以上加温，相应温度范围请查阅用户所使用的是何种型号的仪器，按  Temperature 可以出现对话框选择开启温度控制或者关闭温度控制。当开启温度控制后需使仪器的微孔板插槽置于关闭状态保持所设温度，如果处于打开状态，仪器会发出报警声，然后自动关闭微孔板插槽。
- 4) 如果需要手动震板，可以按住  Shake 不放，仪器会维持震板，至板内溶液均匀后可以放开该键，震板停止。
- 5) 按  Open / Close 可以控制仪器的微孔板插槽打开和关闭。

3. 文档区域


文档区默认为 1 个实验 Experiment，即：




可以在菜单栏'Experiment'里选择增加实验。

每个实验分为三个部分：

1) 'Note', 在这个区域中可以写入实验记录，如实验名称、所用样品、实验时间、实验总结等。



2) 'Plate', 在这个区域中可以编辑对微孔板进行检测设定和对所检测样品的分组。




3) 'CuvetteSet', 在这个区域中可以编辑对比色皿进行检测设定和对所检测样品的分组。
如果酶标仪为没有比色皿插槽的型号，则没有'CuvetteSet'。




仪器检测参数设定

所有对仪器的参数设定都可以在‘Settings’中完成。



按‘Settings’键后出现如下对话框：




如果用户使用的是其它型号的酶标仪，则在选项上会与如下的介绍略有增减，但整体模型不变。

三种检测类别：



在上图中分别代表：



→ **终点法检测**，即获得在单一时间点的样品检测值。




→ **动力学法检测**，即获得在预先设定的时间段中样品在不同时间点的检测值。



→ **波长扫描检测**，即获得样品在连续多个波长处的检测值。

根据用户所需要获得的结果类型选择合适的检测类型，然后从左边的列表(如下左图)中从上往下依次用鼠标点中选项，并在右栏(如下右图)中选择对应的参数设定。全部设定完成后按界面右下角的 **OK**，如果需要取消则按 **Cancel**。



1. 终点法检测

1) Wavelengths

Wavelength Settings

Number of Wavelengths

Lm1 nm

处可以选择检测几种波长，光吸收模式最多为 6 种，可以在 Lm1 后面的框中填入检测所用波长。

2) Plate Type

对于不同实验可以选择 96/384 孔板。

3) Read Area

可用鼠标先选中起始孔按住不放，进行拖曳选中微孔板上所有需要检测的孔列。光吸收酶标仪同时检测竖列 8 孔，因此为一列列选中。

4) PathCheck

仅用于光吸收模式，即将微孔板检测得到的原始光吸收值通过参比较正到 1cm 光径长度时的光吸收值。可选择 'Water Constant' (以水做参比) 和 'Cuvette Refence' (在比色皿中加入相应溶液预读一次作为参比)。

5) Shake

选中 shake 后可以选择读板之前震板，可选择 0-999 秒。

6) Speed Read

用于调节读板速度，一般都不使用。当需要以比正常更快地速度读板且愿意降低读板准确度则可选择。其通过减少每孔检测次数来加速。

7) More settings: calibrate

软件默认 'autocalibrate'，即每次读板前自动校正光路。**强烈推荐一直选用 '打钩'！**

8) More settings: read order

用于多个波长在同一实验检测中的优先方式。'Column Priority' 是指每孔(每列)检测完多个波长后再移到下一个进行检测。'Wavelength Priority' 是指一次实验中所选取的所有孔先一次检测完一个波长后再从第一个孔开始按下一个波长读完所有孔直到把所有波长都检测完。

2. 动力学法检测

Timing

与终点法相比，动力学法的设定只是在左边版面多了时间的设定。选择 Timing 后可以看到右侧参数设定中包含有 'Total Run time' 即整个检测反应时间以及 'Interval' 即各检测点之间的时间间隔。鼠标点中这两个相应的数字框后可以进行时间的修改。如果时间间隔太短，会

Category

- Wavelengths
- Plate Type
- Read Area
- Timing**
- Shake
- Speed Read
- More Settings

Timing Settings

Total Run Time

Interval

Interval cannot be less than minimum!

Minimum Interval when calibrating

Before first read only: 0:08

Before each read: 0:11

Number of Reads: 86

出现 的警报。最小的间隔时间取决于一次微孔


板检测中同时检测多少个孔。

3. 波长扫描检测

与终点法相比，‘wavelength’的设定有所区别。

在‘start’和‘stop’的框中分别填入起始检测波长和终止检测波长。在‘step’的框中填入检测点之间的步径，最小为 1nm 步径。


全部设定完后按对话框右下角的‘OK’确认，回到文档界面。放入检测板，按图标的启动检测，结束后数据显示如下：




注意！本操作简介中所有实验数据由模拟器获得，该结果与实际仪器检测结果无关，仅仅用于说明。

检测样品分组设定


所有对样品的分组设定都可以在  中完成。



按  键后出现如下对话框：



先用鼠标点中并拖曳，选中要进行编辑的孔，被选中的空会变黑，




然后点击 Groups 栏中的下拉菜单选择所要进行的分组。

具体设定步骤如下例。

1. 设定本底参照(BLANK)


 点击 进入上述界面，选中所用微孔 A1 & A2，点击 Blanks 栏中的 Plate blank 按钮设定 Blank 孔。结果如图则其他的数据结果均显示为扣除本底(A1&A2 平均值)的结果。



2. 设定标准样品(Standards)及相应的标准曲线

当有一系列已知浓度梯度的样品做为标准样品时，点击  进入编辑界面，选中微孔 B1/B2 至 D1/D2，点击 Groups 栏中的 Standards，点击 Assign:

Template Editor

Select wells, then add or select a group (or blank) and assign.

Copy Paste Clear View ☒ Sample Name ☐ Descriptor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PBlank											
B	Standards											
C	01	01										
D	01	01										
E												
F												
G												
H												

Groups

Add Edit Delete

- Standards
 - Standards
- Unknowns
 - Unknowns
 - Unk_Dilution
- Custom
 - Control

Assignment Options

Blanks

Plate Blank

Group Blank

Standards

Sample 01

Concentration mg/ml

Assign Series

Print OK Cancel

Standard 组分好后，然后点击对话框左下角的 **Series**，进入对话框：

 **Series** ✕



Define samples as a series in a template.

Series Layout

Start From

☒  Top to Bottom

☐  Bottom to Top

☐  Left to Right

☐  Right to Left

☐ Reverse Series Order

Pattern of Replicates

X - Direction Well(s)

Y - Direction Well(s)

Sample Information

Starting Sample Name

☒ Concentration

Starting Value mg/ml

Step by

‘Start from’中‘Top’，‘Bottom’，‘Left’，‘Right’表示该组内样品从那个方向起始排列。Pattern of Replicates 表示复孔为几个孔，本例中选‘Top’，复孔 2 个。

Sample Information


Starting Sample Name

表示起始样品号为 Gr01，以后依次为


Gr02, Gr03...

☒ Concentration


在 Starting Value mg/ml 栏中输入适当浓度，‘Starting value’表示起始样品的浓度，可以在框内填入相应数值。‘Step by’表示以什么方式进行浓度梯度，前面下拉框可以选择‘+’、‘-’、‘*’、‘/’，后面框内可以填入计算的值，比如起始浓度是 2，增加 2，则选择‘+’，输入 2。对话框右下角‘OK’确认，回到文档栏如下图。‘Plate’栏中显示出‘blank’和标准样品‘Standard’扣除了本底的检测光吸收值。



由于添加了标准品组，那么在原有标准样品数据表格内就会出现标准品检测数据，表格第一栏是每列数据的名称，用于运行计算。



在此栏



中，按  可以在表

格中多加一列，对表格中每个样品进行计算。点击  进入如下界面：

 **Formula Editor** ✕

Enter a formula. For assistance, enable Syntax Helper. ?

Name

Formula ☐ Syntax Helper

Check Syntax

Data Display

Precision

☒ Decimal Places
☐ Significant Figures

Format

☒ Numeric Notation
 ☐ Scientific Notation

Sample

123.457

OK
Cancel

‘Name’中填入该列数据的名称，即计算中所引用的名字。‘Formula’中填入该列数据所应用的公式。比如要得到每个样品复孔里检测值中最大的那个，可以在‘name’中填入Max，‘Formula’中填入 **Max(Values)**。按对话框右下角‘OK’确认，回到‘Standard’栏，如图。

Intro

Expt1

- Plate1
- Standards**
- Unknowns
- Link_Dilution
- Control
- StandardCu...

Sample	Conc	BackCalcConc	Wells	Value	MeanValue	SD	CV	Max
O1	1.000	0.988	B1	0.115	0.120	0.007	5.9	0.125
		0.956	B2	0.125				0.125
O2	0.500	0.600	C1	0.235	0.240	0.007	2.8	0.245
		0.587	C2	0.245				0.245
O3	0.250	0.211	D1	0.365	0.360	0.007	2.0	0.365
		0.178	D2	0.305				0.305

Smallest standard value: 0.120
Largest standard value: 0.360


Expt1 **Unknowns**

Sample	Wells	Value	R	Result	MeanResult	SD	CV

R - Outside standard range

在此栏中，按  可以在表格底下多加一条分析结果，对表格中样品进行总结性的计算。点

击  进入如下界面：



Formula Editor

Enter a formula. For assistance, enable Syntax Helper.

Name ☐ Hide Name
Summary1

Description

Formula ☒ Syntax Helper

Check Syntax

Data Display


Precision
☒ Decimal Places 3 ☐ Significant Figures 3

Format
☒ Numeric Notation ☐ Scientific Notation

Sample
123.457

OK Cancel

‘Name’中填入该总结的名称，即计算中所引用的名字。可以选择显示与否‘Hide Name’。‘Description’中填入对该总结的描述。‘Formula’中填入该总结所应用的公式。比如要得到该组数据中所有样品的平均检测值中最小的值，名称可填为‘Minimum’，‘Formula’写为 **Min(MeanValue)**。对话框右下角‘OK’确认。转到如下栏：




Sample	Conc	Beck Calc Conc	Wells	Value	Mean Value	SD	CV	Max
Q1	1.000	0.988	B1	0.115	0.120	0.007	5.8	0.125
			B2	0.125				
Q2	0.500	0.600	C1	0.230	0.240	0.007	2.9	0.245
			C2	0.145				
Q3	0.250	0.211	D1	0.355	0.360	0.007	2.0	0.365
			D2	0.365				

Smallest standard value: 0.120
Largest standard value: 0.360

Minimum = 0.120


通过该方法可以对同一组数据进行数据计算和结果分析。

要对该组数据作图，可在软件界面上方的菜单条中选择'Experiment'中的'New Graph...':




'Graph Title'中填入该条曲线的名称，一张图中可以有多条曲线。


在该对话框中，'Plot Name'中填入该条曲线的名称，即以后在数据计算中要引用的名字。'Available Group'中选择所使用的原数据，该例中为Experiment 中的Standards在X-axis和Y-axis中可以通过下拉栏选择该曲线横坐标和纵坐标所用的数据，该例中选择Concentration 和MeanValue。




用于选择图中每个点的形状和颜色。




表示该图中有哪几条曲线，可以按'Add...'在该图中增加曲线，按'Delete'删除该曲线。本例中仅为一条曲线。对话框右下角'OK'确认转入：



上图点击红色方框处的下拉菜单可以选择适当的曲线拟合，如下图。本例使用'Log-Log'。




选择后曲线图如下：



软件自动根据所选用的拟合方式，做出曲线图以及相应的曲线拟合数学公式中的参数。

3. 设定未知样品(Unknowns)并根据标准样品计算相应的浓度

当有一系列未知浓度的样品在微孔板中被检测时，点击  进入编辑界面，选中微孔 A3 和 A4，点击 Groups 栏中的菜单选中 Unknowns，点击 Assign:



同样点击 , 可看到:

Series

?

Define samples as a series in a template.

Series Layout

Start From

☐ Top to Bottom
☐ Bottom to Top
☒ Left to Right
☐ Right to Left

☐ Reverse Series Order

Pattern of Replicates

X - Direction Well(s)

Y - Direction Well(s)

Sample Information

Starting Sample Name

OK

Cancel

选择从左往右排列，pattern of replicates 设置为 1，点击 OK，可看到

Navigation Tree

- [-] BasicEndpo...
- [-] Intro
- [-] Expt1
 - [-] Plate1
 - Standards
 - Unknowns
 - Unk_Dilution
 - Control
 - StandardCu...

Document
Comparison

Expt1
Plate1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	-0.005	0.000	0.015	0.025	0.035	0.045	0.055	0.065	0.075	0.085	0.095	0.105
B	0.115	0.125	0.135	0.145	0.155	0.165	0.175	0.185	0.195	0.205	0.215	0.225
C	0.105	0.245	0.225	0.205	0.275	0.265	0.305	0.305	0.245	0.325	0.355	0.345
D	0.355	0.305	0.375	0.355	0.395	0.405	0.415	0.425	0.435	0.445	0.455	0.465
E	0.475	0.485	0.495	0.505	0.515	0.525	0.535	0.545	0.555	0.565	0.575	0.585
F	0.595	0.605	0.615	0.625	0.635	0.645	0.655	0.665	0.675	0.685	0.695	0.705
G	0.715	0.725	0.735	0.745	0.755	0.765	0.775	0.785	0.795	0.805	0.815	0.825
H	0.835	0.845	0.855	0.865	0.875	0.885	0.895	0.905	0.915	0.925	0.935	0.945

Reduction Settings

Optical Density

Plate Blank Offset: 1m1 = 0.015

Settings Information

Endpoint

☐ Absorbance

Unit: 405

[H] More Settings

State: On

Calibrate On

Carriage Speed: Normal

Column Priority

Read Information


SpectralWax MS

Simulator

Start Read: 13:25 2012-2-22

Temperature Set Point:

并在 Unknowns 栏内填入了数据：



The screenshot shows the 'Unknowns' tab in the software. A table displays data for two samples, O1 and O2. The table columns are Sample, Wells, Value, R, Result, Mean Result, SD, and CV. Sample O1 has a value of 0.015 and a result of 14.850. Sample O2 has a value of 0.025 and a result of 7.690. A note below the table indicates 'R - Outside standard range'.

Sample	Wells	Value	R	Result	Mean Result	SD	CV
O1	A3	0.015	R	14.850	14.850	0.000	0.0
O2	A4	0.025	R	7.690	7.690	0.000	0.0

R - Outside standard range

在该表格中，'Values'表示检测值，'Result'表示根据标准曲线带入检测值所得到的浓度。出现'Range?'表示超出范围。

所有的公式名称、引用方法请参见《Formula Reference Guide》。